

临床医学检验主管考试：《答疑周刊》2022 年第 8 期

1. 【问题】白细胞管型和肾上皮细胞管型在酯酶染色与过氧化物酶染色中哪个阴性，哪个阳性？

【解答】肾上皮细胞管型酯酶染色呈阳性，过氧化物酶染色呈阴性。白细胞管型酯酶染色呈阴性，过氧化物酶染色呈阳性。

2. 【问题】固相膜免疫测定中最常用的膜为？

【解答】固相膜免疫测定中常用的膜为玻璃纤维素膜、尼龙膜、聚偏氟乙烯膜和硝酸纤维素膜等。其中最常用为硝酸纤维素膜。

3. 【问题】瑞氏染液放置多长时间可使用？

【解答】瑞氏染料的质量规格用吸光度比值（rA）来评价，新配制染料 rA 接近 2，降到 1.3 士 0.1 时，染料即可使用。新鲜配制的染料偏碱，须在室温或是 37℃ 下贮存一定时间，待美蓝逐渐变为天青 B，贮存时间愈久，染色效果愈好。在贮存过程中，必须加塞，以防甲醇挥发和氧化成甲酸，所用甲醇须为 AR 级，若其中含过多丙酮，会使染色偏酸，白细胞着色不良。

4. 【问题】新生儿溶血常发生在第几胎？

【解答】ABO 血型不合的新生儿溶血可以发生在第一胎，Rh 血型不合的新生儿溶血一般发生在第二胎。